

📄 订货信息 ORDERING INFORMATION

球囊长度 (mm)	工作长度 (mm)	型号参考	球囊直径 (mm)/ 产品型号目录							
			1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
15	1000	MC-07-100-	012015	015015	020015	025015	030015	035015	040015	050015
	1300	MC-07-130-	-	015015	020015	025015	030015	035015	040015	050015
	1400	MC-07-140-	-	-	020015	025015	030015	035015	040015	050015
	1500	MC-07-150-	012015	015015	020015	025015	030015	035015	040015	050015
20	1000	MC-07-100-	012020	015020	020020	025020	030020	035020	040020	050020
	1300	MC-07-130-	-	015020	020020	025020	030020	035020	040020	050020
	1400	MC-07-140-	-	-	020020	025020	030020	035020	040020	050020
	1500	MC-07-150-	012020	015020	020020	025020	030020	035020	040020	050020
40	1000	MC-07-100-	012040	015040	020040	025040	030040	035040	040040	050040
	1300	MC-07-130-	-	015040	020040	025040	030040	035040	040040	050040
	1400	MC-07-140-	-	-	020040	025040	030040	035040	040040	050040
	1500	MC-07-150-	012040	015040	020040	025040	030040	035040	040040	050040
80	1000	MC-07-100-	012080	015080	020080	025080	030080	035080	040080	050080
	1300	MC-07-130-	-	015080	020080	025080	030080	035080	040080	050080
	1400	MC-07-140-	-	-	020080	025080	030080	035080	040080	050080
	1500	MC-07-150-	012080	015080	020080	025080	030080	035080	040080	050080
100	1000	MC-07-100-	012100	015100	020100	025100	030100	035100	040100	050100
	1300	MC-07-130-	-	015100	020100	025100	030100	035100	040100	050100
	1400	MC-07-140-	-	-	020100	025100	030100	035100	040100	050100
	1500	MC-07-150-	012100	015100	020100	025100	030100	035100	040100	050100
120	1000	MC-07-100-	012120	015120	020120	025120	030120	035120	040120	050120
	1300	MC-07-130-	-	015120	020120	025120	030120	035120	040120	050120
	1400	MC-07-140-	-	-	020120	025120	030120	035120	040120	050120
	1500	MC-07-150-	012120	015120	020120	025120	030120	035120	040120	050120
150	1000	MC-07-100-	012150	015150	020150	025150	030150	035150	040150	050150
	1300	MC-07-130-	-	015150	020150	025150	030150	035150	040150	050150
	1400	MC-07-140-	-	-	020150	025150	030150	035150	040150	050150
	1500	MC-07-150-	012150	015150	020150	025150	030150	035150	040150	050150



关于脉动

脉动医学是专注于血管内介入高端医疗器械研发、生产、销售的高新技术企业。集团成立于2014年，由深圳脉动医学技术有限公司、深圳脉腾医学技术有限公司、脉动医学技术（香港）有限公司、江苏脉动医疗器械科技有限公司等公司组成。

脉动合伙人技术实力雄厚，得到了深圳科技创新委员会的大力支持，公司围绕着血管介入、心衰重症、临床外科领域目前有众多核心项目，包括MeCross CTO高性能半顺应性预扩球囊、MeCross NC高性能非顺应性后扩球囊、MeCross PTA外周介入球囊、NeuCross神经介入球囊、MeCross HP高压球囊、TAVI瓣膜球囊、泌尿取石球囊、食道呼吸道扩张球囊、超声刀具、心脏辅助装置、PCI配件等。

脉动整合了心血管介入临床专家、中科院科学家、血管内介入耗材研发专家等多方资源。联合多家高校、医院展开产学研合作，分别在深圳和江苏建立了世界级的研发和生产中心，通过了BSI的ISO13485体系认证（MD：662153）及中国GMP认证。其主流产品性能优良，已获欧盟CE认证批准及中国NMPA认证批准，畅销全球。脉动医学不仅以自身品牌在全球开展经销业务，而且为国内外血管介入高端医疗器械企业提供专业的OEM/ODM/CDMO生产技术服务。

脉动文化

工匠精神

追求卓越科技，精益求精，打造尖端产品。

恪守品质

严格遵守法律法规，确保患者健康安全。

为未来创新

着眼于未来的健康技术，打造最具生命力的脉动品牌。

珍爱生命

以提高患者的身心健康为己任，普渡众生，奉献社会。

企业目标

- 打造世界领先的民族高端医疗器械品牌
- 造福千百万血管疾病患者
- 追求企业、患者、社会的和谐统一

深圳脉动医学技术有限公司


🏠 深圳市南山区粤兴二道1号虚拟大学园重点实验室平台大楼A区408  
☎ +86 755-26928966  
🌐 www.medoo.hk

江苏脉动医疗器械科技有限公司

🏠 江苏省盐城市滨海县东坎镇世纪大道32号  
☎ +86 515-84537776  
✉ zxy@medoo.hk

外周球囊扩张导管

国械注准20223030704



万般皆有可能  
Everything is possible

精准医疗  
尤其适合BTK治疗



脉动医学旗下的MeCross PTA产品广泛用于神经、血管及肾脏等多个领域。

MeCross PTA具备714种规格型号，在设计与材料上，脉动医学进行突破性

的革新，独特的A-Advance尖端可快速切入病变，超滑S-Coating涂层使手术游刃有余，操作简易，充泄压快速。同时，MeCross PTA兼容0.014"、0.018"及0.035"导丝，满足临床需求，深受专家好评。

MeCross PTA用于股动脉、髂动脉、腘动脉、动静脉瘘等所有外周血管介入手术的扩张应用。

万般皆有可能，MeCross PTA为临床专家提供了无限可能。

φ(mm)	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
Pressure(atm)								
2	1.20	1.44	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84	4.80
4	1.22	1.47	1.96	2.45	2.94	3.43	3.92	4.90
6 (NP)	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00
8	1.28	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	5.10
10	1.30	1.56	2.08	2.60	3.12	3.64	4.16	5.20
12	1.33	1.59	2.12	2.65	3.18	3.71	4.24	5.30
14(RBP)	1.35	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40
16	1.37	1.65	2.20	2.75	3.30	3.85	4.40	5.50

性能	参数
额定爆破压	14atm
兼容导丝	0.014"
命名压	6atm
球囊直径	1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0(mm)
球囊长度	15/20/40/80/100/120/150(mm)
工作长度	1000/1300/1400/1500(mm)

**【膝下动脉狭窄常用球囊型号】**

球囊直径 (mm)	球囊长度(mm)		导管长度(mm)
	120	150	
2.0	MC-07-150-020120	MC-07-150-020150	1500
2.5	MC-07-150-025120	MC-07-150-025150	1500
3.0	MC-07-150-030120	MC-07-150-030150	1500

球囊直径 (mm)		球囊长度(mm)		导管长度(mm)
		15	20	
3.0	MC-07-130-030015	MC-07-130-030020	1300	
3.5	MC-07-130-035015	MC-07-130-035020	1300	
4.0	MC-07-130-040015	MC-07-130-040020	1300	
5.0	MC-07-130-050015	MC-07-130-050020	1300	
3.0	MC-07-150-030015	MC-07-150-030020	1500	
3.5	MC-07-150-035015	MC-07-150-035020	1500	
4.0	MC-07-150-040015	MC-07-150-040020	1500	
5.0	MC-07-150-050015	MC-07-150-050020	1500	



This anatomical diagram illustrates the human circulatory system. The heart is centrally located, with the left ventricle pumping oxygenated blood into the aorta, which branches out to the rest of the body. The right ventricle pumps deoxygenated blood into the pulmonary artery, which leads to the lungs. The diagram shows the network of arteries (red) and veins (blue) throughout the body, including the head, neck, arms, torso, and legs. Labels in Chinese identify specific vessels, such as the 主动脉弓 (Aortic arch), 肺动脉 (Pulmonary artery), 颈动脉 (Carotid artery), and 股静脉 (Femoral vein).

PTA手术部位介绍		
病变部位	对应血管	血管尺寸
颈动脉	颈内动脉	直径5~10mm
	颈外动脉	
	颈总动脉	
上肢动脉	左锁骨下动脉	直径5~8mm
	右锁骨下动脉	
AVF	动静脉瘘	直径5~6mm
肾动脉	肾主动脉	
膝上动脉	髂动脉	直径7~10mm
	股动脉	直径5~8mm
	动脉	直径3~5mm
膝下动脉	胫内动脉	直径2~3mm
	胫后动脉	直径1.5~3mm
	足背动脉	直径2.5mm