

支气管封堵导管 MeFlex™ 成人款


规格型号

型号	管外径Fr	导管有效长度	充气囊范围	球囊直径	适配操作孔道	适配支气管外径
MTC-31-S-90	5	500mm	2.5-3.5ml	11.5-13mm	2.4mm	<3.4mm
MTC-31-M-65	6	650mm	4.0-6.0ml	16.5-18mm	2.5mm	<3.6mm
MTC-31-M-90	6	900mm	4.0-6.0ml	16.5-18mm	2.5mm	<3.6mm
MTC-31-L-78	7	780mm	6.0-12.0ml	20.5-22.5mm	2.8mm	<4.5mm
MTC-31-L-90	7	900mm	6.0-12.0ml	20.5-22.5mm	2.8mm	<4.5mm

产品特点


- 全国首创，适配支气管镜，可视化精准操作，可解决肺叶切除“无法准确识别目标肺段解剖范围的技术难题”，医疗创新，最大限度保存健侧肺。
- 可做肺肿瘤切除，单侧通气，精准气道管理，肺段出血的压迫治疗。
- 可多次使用，探索肺边界。
- 操作方便，术中效果明显，手术时间短。

支气管封堵导管动物实验-成人款



支气管封堵导管 MeFlex™

解剖性部分肺叶切除-右侧三维重建规划



- 本产品在支气管镜引导下进入目标肺段或亚肺段，充气封堵，再通过本产品内单独通道腔向目标肺段充气，使其选择性膨胀，更好的确定肺段解剖界限。
- 亦可在本产品内通道注入荧光剂等其它介质，更好的帮助外科医生识别判断目标肺段，医疗创新，助力精准微创治疗。
- 本产品也可在支气管镜的引导下，对目标肺段压迫止血。

产品对比



市面上产品：无独立通道注入气体或荧光剂选择性膨胀；不可用于肺肿瘤切除定义解剖界限。

脉腾产品：独立操作通道，提供多种临床可能，探索肺边界。

MEDOO 脉腾医学

专家介绍

高树庚，副院长，主任医师，教授
中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任；担任中国医师协会胸外分会常委兼副总干事；中国抗癌协会肺癌专业委员会外科学组委员；中华医学会胸心血管外科分会副主任委员；北京医学会胸外分会副主任委员兼秘书长和肺癌学组组长。

丁超，主任医师

中国医学科学院肿瘤医院麻醉科主任医师；北京医学会疼痛医学分会常委；中华志愿者协会医疗专家志愿者委员会副秘书长；中国心胸血管麻醉学会感控分会委员；急救与复苏分会青年委员；胸科麻醉分会委员；北京市自然科学基金项目通讯评审专家；国家食药监局医疗器械评审专家。

专利证书&获奖证书



获奖照片



深圳脉腾医学技术有限公司


📍 深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道1号虚拟大学园
重点实验室平台大楼401、A407-B402、B415-B420
☎ +86 755-26928966
✉ zxy@medoo.hk



脉动，无限智慧为健康！


支气管封堵导管 MeFlex™

精准识别目标肺段，探索肺边界



可调节芯轴

- 芯轴预装，提供强支撑，轻松通过支气管镜
芯轴拆除，套囊和球囊充气孔相通，可通过充气孔打气或打荧光剂，在肺癌切除中显示解剖界限
- 自由调节锁紧芯轴，掌控球囊进给力度



- 采用同轴双腔的管身设计
- 高顺应性的高分子材料
- 尖端柔软带侧孔
- 囊体可目标肺段压迫止血

导管主体

单向阀

- 可快速泄气
- 判断主体球囊充气压力状态
- 微调主体球囊充气量

支气管封堵导管 MeFlex™

粤械注准：20242081467



探索肺边界

支气管封堵导管 MeFlex™

专用支气管镜



配套专用支气管镜，请咨询厂家销售人员推荐